

管状器械マイクロ器械専用洗浄装置 *Fun-Sou*

**管状器械の内腔を確実に洗浄。
用手洗浄に伴う飛沫感染リスクを低減し、作業者の安全を確保。**

- 硬性内視鏡であれば最大12本洗浄可能です。(※)
 - 1工程約40分。
 - 混合水洗と排水、100Vの電源があればどこにでも設置可能です。
特別な設備は必要ありません。
 - 容易に既存の洗浄システムの中に取り入れることが出来ます。
 - マイクロ下手術で使用するマイクロ器械等の浸漬洗浄が可能です。
- ※ 硬性内視鏡専用ポートはオプション(別売)となっております。



Fun-Sou 専用洗浄剤
Mayazyme

確かな洗浄システムを創出する
株式会社 エッチ・ケイ・プランニング
<http://www.hkplanning.co.jp/>

Fun-Sou

■ 仕様

型式	YKS-CR	
外形寸法 (mm)	W730×D500×H320	
洗浄槽寸法 (mm)	W600×D300×H200	
洗浄槽液量	約20リットル	
本体質量	約38kg	
洗浄槽蓋	樹脂+SUS製(蝶番による開閉式、ストッパー付き)	
材質	洗浄槽	SUS-304
	外装	SUS-304
	骨格	SUS-304
洗浄液	用水/温度	市水、温度5~50℃
	洗剤	Mayazyme (弱アルカリ性) Mayazyme (中性)
電源	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	0.25kW	
給水	SUS 15A (0.1~0.2MPa 15L/min以上)	
排水	SUS 20A	

■ オプション


商品名	機種名	備考
Fun-Sou用架台	KD-1	W800×D560×H790 キャスター付き(φ65mm)
Fun-Sou用ポート-1	FP-1	1mm
Fun-Sou用ポート-2	FP-2	3mm
Fun-Sou用ポート-3	FP-3	5mm
Fun-Sou用ポート-4	FP-4	10mm
Fun-Sou用吸引嘴管ポート	FP-5	2mm 3穴
Fun-Sou用ポート-5	FP-3-2	5mm 2穴

※Fun-Sou用ポートについては特注品も承っております。

■ 洗剤

商品名	機種名	備考
Mayazyme 弱アルカリ性(酵素系)	MZ-1	液体 無泡性 2ℓ×6本入り/1箱
Mayazyme 中性(酵素系)	MZ-2	液体 無泡性 2ℓ×6本入り/1箱

■ 外形寸法図(単位:mm)



- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は販売店にお尋ねください。



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

■ 発売元



確かな洗浄システムを創出する

**株式会社
エッチ・ケイ・プランニング**

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

■ 製造元

日本技研工業 株式会社